

Link do produktu: <https://www.kropkanadi.eu/stacja-do-plukania-oczu-plum-eye-wash-zamykana-2x-500ml-4650-p-211.html>



Stacja Do Płukania Oczu Plum Eye Wash Zamykana 2x 500ml 4650

Dostępność **Na zamówienie**

Czas wysyłki **5 dni**

Opis produktu

4650- Stacja do płukaniai oczu Plum eye wash zamykana 2x500 ml

Informacje o produkcie:

Stacja zamknięta PLUM EYE WASH zawiera dwie butelki 500ml. Stacja zamknięta przeznaczona jest do montażu na ścianie w miejscach narażonych na zapylenie oraz dla stanowisk mobilnych, gdzie wymagane jest natychmiastowe przepłukanie oczu. Płyn do płukania oczu PLUM EYE WASH służy do szybkiego przemywania w przypadku dostania się ciała obcego do oka. Roztwór delikatnie przepłukuje oko i zapobiega dalszemu zanieczyszczeniu. Konieczne jest obfite płukanie oka w pierwszych sekundach po wypadku, dlatego butelki powinny być umieszczone możliwie blisko miejsca potencjalnego zagrożenia

Zalety:

- Bardzo dobre zabezpieczenie przed pyłem i brudem.
- Pomocne lustro wewnątrz pudełka.
- Dobrze oznakowane i widoczne miejsce zamocowania butelki z płynem.
- Ergonomiczna końcówka przystosowana do kształtu oka zapewnia obfity przepływ roztworu dokładnie przez powierzchnię oka bez niepotrzebnego rozlewania.
- Nakrętka chroni przed zakurzeniem wylotu butelki.
- Czytelna instrukcja użycia na etykiecie butelki i pudełka.
- Data ważności wydrukowana na etykiecie.
- Płukanka jednorazowego użytku - otwarta już butelka nie powinna być dalej przechowywana.
- Produkt sterylny, posiada znak CE zgodnie z przepisami dotyczącymi sprzętu medycznego.
- Wymiary 28x23x11 cm